



2000977100

ZINC ESTEARATO p.a.



$C_{36}H_{70}O_4Zn$ | CAS [557-05-1] | NC 2915.70.30 | EINECS 209-151-9

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido Esteárico Sal de Zinc, Acido Octadecanoico Sal de Zinc

Fórmula de Hill: $C_{36}H_{70}O_4Zn$

Usos Analíticos: Como lubricante en la fabricación de comprimidos.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 632,33

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Insoluble en agua.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000977106	250 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo blanco fino
Título (como OZn)	13,0-15,5%
Sulfatos	Cumple
Arsénico (As)	2 ppm
Metales pesados (como Pb)	10 ppm