



2000977300

ACIDO FLUORHIDRICO 40% p.a.



HF | CAS [7664-39-3] | NC 2811.11.00 | EINECS 231-634-8

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido hidrofúorhídrico, Acido flúrico, Acido Hidrofúorico, Fluoruro de hidrógeno, Hidrógeno fluorado

Fórmula de Hill: HF

Usos Analíticos: Determinación de dióxido de Silicio.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 20,01

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Miscible

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro: 

Consejos de Precaución: P280, P301 + P330 + P331, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P308 + P310

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.

NO provocar el vómito.

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

Declaraciones de Peligro: H300+H310+H330, H314

Mortal en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000977308	1 000 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro
Título	40,0-42,0%
Residuo después de ignición	5 ppm
Cloruro (Cl)	5 ppm
Sulfato-sulfito (SO ₄)	5 ppm
Metales pesados (como Pb)	0,5 ppm