



2000977600

AMONIO CITRATO DIBASICO p.a. (A.C.S.)

$C_6H_{14}N_2O_7$ | CAS [3012-65-5] | NC 2918.15.00 | EINECS 221-146-3



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Amonio Citrato sec, di-Amonio Hidrógeno Citrato

Fórmula de Hill: $C_6H_{14}N_2O_7$

Usos Analíticos: Para determinación de fosfatos.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 226,19

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Muy soluble.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000977608	1 000 g	PEAD	En stock
2000977605	100 g	PEAD	En stock
2000977606	250 g	PEAD	En stock
2000977607	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido cristalino blanco
Título	98,0-103,0%
Oxalato	Cumple
Materia insoluble	0,005%
Residuo después de ignición	0,01%
Cloruro (Cl)	0,001%
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Hierro (Fe)	0,001%
Fosfato (PO4)	5 ppm
Compuestos azufrados (como SO4)	0,005%