



2000977700

AMONIO MOLIBDATO 4-Hidrato p.a. (A.C.S.)



$(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ | CAS [12054-85-2] | NC 2841.70.00 | EINECS 234-722-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Amonio Heptamolibdato, Amonio(VI) Molibdato

Fórmula de Hill: $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

Usos Analíticos: Para determinación de fosfatos, arseniatos y plomo.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 1235,86

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Cambio de estado (aprox.): Pierde una molécula de agua a 90°C; se descompone a 190°C.

Solubilidad Acuosa: Soluble.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/amonio-molibdato-4-h2o-p-a-a-c-s-9777-cf62e/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000977708	1 000 g	PEAD	En stock
2000977705	100 g	PEAD	En stock
2000977706	250 g	PEAD	En stock
2000977707	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido cristalino blanco
Título (como MoO_3)	81,0-83,0%
Nitrato (NO_3)	Cumple
Materia insoluble	0,005%
Cloruro (Cl)	0,002%
Arseniato, Fosfato y Silicato (como SiO_2)	0,001%
Fosfato (PO_4)	5 ppm
Sulfato (SO_4)	0,02%
Metales pesados (como Pb)	0,001%
Magnesio (Mg)	0,005%
Potasio (K)	0,01%
Sodio (Na)	0,01%