



2000978200

COBRE (II) ACETATO 1-Hidrato p.a. (A.C.S.)

$C_4H_6CuO_4.H_2O$ | CAS [6046-93-1] | NC 2915.29.00 | EINECS 205-553-3



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acetato cúprico

Fórmula de Hill: $C_4H_6CuO_4.H_2O$

Usos Analíticos: Preparación de reactivos Fehling para los azúcares.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 199,65

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 7,2 g en 100 mL a 20 °C.

Punto de Fusión: 115°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P273, P280, P305 + P351 + P338

Evitar su liberación al medio ambiente.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H302, H318, H410

Nocivo por ingestión Provoca lesiones oculares graves.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000978205	100 g	PEAD	En stock
2000978206	250 g	PEAD	En stock
2000978207	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido verde-azulado o verde oscuro
Título	98,0-102,0%
Materia insoluble	0,01%
Cloruro (Cl)	0,003%
Sulfato (SO4)	0,01%
Calcio (Ca)	0,005%
Hierro (Fe)	0,002%
Níquel (Ni)	0,01%
Potasio (K)	0,01%
Sodio (Na)	0,05%