



2000978500

MANGANESO (II) SULFATO 1-Hidrato p.a. (A.C.S.)

$MnSO_4 \cdot H_2O$ | CAS [10034-96-5] | NC 2833.29.90 | EINECS 232-089-9



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $MnSO_4 \cdot H_2O$

Usos Analíticos: Para preparación de soluciones estándares de manganeso.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 169,02

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Cambio de estado (aprox.): Se deshidrata completamente a 400 °C.

Solubilidad Acuosa: 100 g en 100 mL a 20 °C.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/manganeso-ii-sulf-1-h2o-p-a-a-c-s-9785-pyghz/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P273

Evitar su liberación al medio ambiente.

Declaraciones de Peligro: H318, H373, H411

Provoca lesiones oculares graves.

Puede provocar danos en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000978508	1 000 g	PEAD	En stock
2000978505	100 g	PEAD	En stock
2000978506	250 g	PEAD	En stock
2000978509	5 Kg	PEAD	En stock
2000978507	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco a rosa pálido
Título	98,0-101,0%
Pérdida por ignición	10,0-12,0%
Sustancias que reducen el permanganato	Cumple
Materia insoluble	0,01%
Cloruro (Cl)	0,005%
Calcio (Ca)	0,005%
Magnesio (Mg)	0,005%
Níquel (Ni)	0,02%
Potasio (K)	0,01%
Sodio (Na)	0,05%
Zinc (Zn)	0,005%
Metales pesados (como Pb)	0,002%
Hierro (Fe)	0,002%