



2000978600

NINHIDRINA p.a. (A.C.S.)



$C_9H_6O_4$ | CAS [485-47-2] | NC 2914.40.90 | EINECS 207-618-1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: 2,2-Dihidroxi-1,3-Dioxohidrindeno, 2,2-Dihidroxi-1,3-Hidrindendiona, 1-H-Indeno-1,2,3-Triona mono -Hidrato, 1,2,3-Indantriona Hidrato, 1,2,3-Tricetohidrindeno Hidrato, Trioxohidrindeno

Fórmula de Hill: $C_9H_6O_4$

Usos Analíticos: Determinación de aminoácidos.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 178,14

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: 2 g en 100 mL.

Punto de Fusión:: 250°C, con descomposición

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P302 + P352, P305 + P351 + P338

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H302, H315, H319

Nocivo por ingestión Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000978602	10 g	Vidrio	En stock
2000978603	25 g	Vidrio	En stock
2000978604	50 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido cristalino blanco amarillento
Identificación y punto de fusión	Cumple
Solubilidad	Cumple
Sensibilidad para aminoácidos	Cumple