



2000979000

SODIO FOSFATO DIBASICO 12-Hidrato p.a.



$\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ | CAS [10039-32-4] | NC 2835.22.00 | EINECS 231-448-7

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: di-Sodio Hidrógeno Fosfato 12-hidrato, Fosfato disódico, Sodio Fosfato secundario

Fórmula de Hill: $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$

Bibliografía: Farmacopea Argentina 6ta Edición.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 358,14

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000979008	1 000 g	PEAD	En stock
2000979006	250 g	PEAD	En stock
2000979007	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Cristales transparentes e incoloros
Identificación	Cumple
Título	? 98,0%
Cloruro (Cl)	Cumple
Sulfato (SO4)	Cumple
Calcio y Magnesio	Cumple
Metales pesados	10 ppm
Materia insoluble	0,4%
Dsecación a 130°C	57,0-61,0%