



2000979100

ALUMINIO OXIDO BASICO p.a.

Al₂O₃ | CAS [1344-28-1] | NC 2818.20.00 | EINECS 215-691-6



Imagen no disponible

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Alúmina

Fórmula de Hill: Al₂O₃

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 101,96

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Insoluble en agua.

Punto de Fusión:: 2050°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000979105	100 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo blanco
Solubilidad en agua	Insoluble