



2000979200

POTASIO BROMURO p.a.



KBr | CAS [7758-02-3] | NC 2827.51.00 | EINECS 231-830-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: KBr

Usos Analíticos: Estándar analítico; Reactivo Redox.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 119,01

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 65 g en 100 mL a 20 °C.

Punto de Fusión: 730°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P261, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H315, H319, H335

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000979208	1 000 g	PEAD	En stock
2000979205	100 g	PEAD	En stock
2000979206	250 g	PEAD	En stock
2000979207	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 99,0%
pH sol.(5%) a 25°C	5,0-8,8
Materia insoluble	0,005%
Cloruro (Cl)	0,2%
Sulfato (SO4)	0,005%
Bario (Ba)	0,002%
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Hierro (Fe)	5 ppm
Magnesio (Mg)	0,001%
Sodio (Na)	0,02%