



2000979300

ACIDO SULFAMICO p.a. (A.C.S.)



H_3NO_3S | CAS [5329-14-6] | NC 2811.19.80 | EINECS 226-218-8

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido Sulfamídico, Acido Amidosulfúrico, Acido Sulfamínico, Acido Amidosulfónico

Fórmula de Hill: H_3NO_3S

Usos Analíticos: Estándar acidimétrico.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 97,07

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 40 g en 100 mL a 70 °C.

Punto de Fusión: 205°C, con descomposición

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P273, P302 + P352, P305 + P351 + P338

Evitar su liberación al medio ambiente.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H315, H319, H412

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000979308	1 000 g	PEAD	En stock
2000979305	100 g	PEAD	En stock
2000979306	250 g	PEAD	En stock
2000979307	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco a blanco apagado
Título sobre base seca	99,3-100,3%
Materia insoluble	0,01%
Residuo después de ignición	0,01%
Cloruro (Cl)	0,001%
Sulfato (SO4)	0,05%
Metales pesados (como Pb)	0,001%
Hierro (Fe)	5 ppm