



2000979400

PLOMO (II) OXIDO AMARILLO p.a.



PbO | CAS [1317-36-8] | NC 2824.10.00 | EINECS 215-267-0

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Litargirio, Plomo Protóxido, Plomo Monóxido

Fórmula de Hill: PbO

Usos Analíticos: Para ensayos de minerales de oro y plata.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 223,19

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Insoluble.

Punto de Fusión: 888°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P201, P273, P308 + P313

Pedir instrucciones especiales antes del uso.

Evitar su liberación al medio ambiente.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Declaraciones de Peligro: H360Df, H302, H332, H351, H362, H373, H410

Puede dañar al feto.

Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

Nocivo por ingestión Nocivo en caso de inhalación.

Se sospecha que provoca cáncer .

Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000979408	1 000 g	PEAD	En stock
2000979405	100 g	Vidrio	En stock
2000979413	25 kg	Cuñete + PE	En stock
2000979406	250 g	Vidrio	En stock
2000979407	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido pesado amarillento o rojizo
Título	? 99,0%
Insolubles en ácido acético diluido	0,5%
Cloruro (Cl)	0,002%
Nitratos (NO3)	0,01%
Sustancias volátiles	2,0%