




2000979600

SODIO ARSENIATO 7-Hidrato p.a. (A.C.S.)



$\text{Na}_2\text{HAsO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ | CAS [10048-95-0] | NC 2842.90.90 | EINECS 231-902-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: di-Sodio Arseniato, di-Sodio Hidrógeno Arseniato 7-hidrato, Sodio orto-Arseniato mono-Hidrógeno, Sodio Arseniato di-Básico

Fórmula de Hill: $\text{Na}_2\text{HAsO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$

Usos Analíticos: Fuente de arsénico soluble.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 312,01

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 67 g en 100 mL a 20 °C.

Punto de Fusión: 57°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P201, P261, P273, P301 + P310, P311, P501

Pedir instrucciones especiales antes del uso.

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Evitar su liberación al medio ambiente.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Declaraciones de Peligro: H301, H331, H350, H410

Tóxico en caso de ingestión.

Tóxico en caso de inhalación.

Puede provocar cáncer .

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000979605	100 g	PEAD	En stock
2000979606	250 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido cristalino blanco
Título	98,0-102,0%
Materia insoluble	0,005%
Arsenito (como As_2O_3)	0,01%
Cloruro (Cl)	0,001%
Nitrato (NO_3)	0,005%
Sulfato (SO_4)	0,01%
Metales pesados (como Pb)	0,002%
Hierro (Fe)	0,001%