



2000979700

LITIO SULFATO 1-Hidrato Puro

$Li_2SO_4 \cdot H_2O$ | CAS [10102-25-7] | NC 2833.29.90 | EINECS 233-820-4



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $Li_2SO_4 \cdot H_2O$

Usos Analíticos: Para preparación de soluciones de litio estándar.

Bibliografía: A.C.S. Edición X.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 127,95

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Apariencia: Sólido blanco.

Cambio de estado (aprox.): Se deshidrata a 130 °C, anhidro se funde a 860 °C.

Solubilidad Acuosa: 35 g en 100 mL a 25 °C.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P262

Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

Declaraciones de Peligro: H302

Nocivo por ingestión

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000979708	1 000 g	PEAD	En stock
2000979705	100 g	PEAD	En stock
2000979706	250 g	PEAD	En stock
2000979707	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 99,0%
Pérdida por secado a 150°C	13,0-15,0%
Cloruro (Cl)	0,002%
Hierro (Fe)	0,001%