



2000980200

POTASIO BICARBONATO p.a.



KHCO_3 | CAS [298-14-6] | NC 2836.40.00 | EINECS 206-059-0

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Carbonato ácido de potasio, Potasio Hidrógeno Carbonato

Fórmula de Hill: KHCO_3

Usos Analíticos: Buffer.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 100,12

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000980208	1 000 g	PEAD	En stock
2000980206	250 g	PEAD	En stock
2000980207	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título sobre base seca	99,5-101,5%
Materia insoluble	0,01%
Hierro (Fe)	5 ppm
Pérdida por secado	0,30%