



2000980300

HIDROGENO PEROXIDO 30% P/V (100 Vol.) p.a.



H₂O₂ | CAS [7722-84-1] | NC 2847.00.00 | EINECS 231-765-0

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Agua Oxigenada, Hidroperóxido, Hidrogeno Dióxido

Fórmula de Hill: H₂O₂

Usos Analíticos: Catalizador. Agente oxidante.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 34,01

Temperatura de Almacenaje: Entre 5°C-30°C

Solubilidad Acuosa: Miscible.

Punto de Ebullición: 150°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/hidrogeno-peroxido-30-100-vol-p-a-x-1000-ml-9803-i07vd/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P280, P305 + P351 + P338

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H302, H318

Nocivo por ingestión Provoca lesiones oculares graves.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000980308	1 000 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro
Título	? 29,0%
Densidad a 20/4	1,11-1,12 g/mL
Residuo después de evaporación	0,002%
Acido titulable	0,0006 meq/g
Hierro (Fe)	0,5 ppm