



2000980600

POTASIO SULFATO p.a. (A.C.S.) (p/ KJELDAHL)

K_2SO_4 | CAS [7778-80-5] | NC 3104.30.00 | EINECS 231-915-5



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: K_2SO_4

Usos Analíticos: Análisis Kjeldahl.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 174,27

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: 11 g en 100 mL a 20 °C.

Punto de Fusión:: 1069°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000980608	1 000 g	PEAD	En stock
2000980605	100 g	PEAD	En stock
2000980606	250 g	PEAD	En stock
2000980607	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 99,0%
pH sol.(5%) a 25°C	5,5-8,5
Materia insoluble	0,01%
Cloruro (Cl)	0,001%
Compuestos nitrogenados (como N)	5 ppm
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Hierro (Fe)	5 ppm
Calcio (Ca)	0,01%
Magnesio (Mg)	0,005%
Sodio (Na)	0,02%