



2000980800

SODIO NITROPRUSIATO 2-Hidrato p.a. (A.C.S.)

$\text{Na}_2\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ | CAS [13755-38-9] | NC 2837.20.00 | EINECS 238-373-9



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Di-Sodio Pentakis(ciano-C)Nitrosilferrato (2-), Sodio Nitroprusido, Sodio Nitroferricianuro, Sodio Pentacianonitrosoferrato(III) 2-hidrato

Fórmula de Hill: $\text{Na}_2\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

Usos Analíticos: Detección de sulfuros alcalinos.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 297,95

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 40 g en 100 mL a 20 °C.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P309 + P310

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

Declaraciones de Peligro: H301

Tóxico en caso de ingestión.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000980805	100 g	PEAD	En stock
2000980803	25 g	Vidrio	En stock
2000980806	250 g	PEAD	En stock
2000980804	50 g	Vidrio	En stock
2000980807	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Cristales color rojo-rubí
Título	99,0-102,0%
Sulfato (SO ₄)	Cumple
Materia insoluble	0,01%
Cloruro (Cl)	0,02%