



2000981200

DEXTROSA 1-Hidrato Purísima



$C_6H_{12}O_6.H_2O$ | CAS [5996-10-1] | NC 1702.30.51 | EINECS 200-075-1

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Azúcar de fécula, Azúcar de Uva, D-Glucopiranos, D(+)-Glucosa, Hexanopentolal

Fórmula de Hill: $C_6H_{12}O_6.H_2O$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 198,17

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Apariencia: Sólido cristalino blanco

Olor: Inodoro

Cambio de estado (aprox.): Punto de fusión:, 83°C

Solubilidad Acuosa: 820 g/L en agua a 20°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/dextrosa-1-h2o-purissima-x-1000-g-9812-ekz45/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000981208	1 000 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido cristalino blanco
Título	? 99,5%
Almidón	Cumple
Pérdida por secado a 105°C	10,0%
Hierro (Fe)	5 ppm
Cloruro (Cl)	0,01%
Acido titulable	0,002 meq/g