



2000981400

ACIDO SULFURICO Solución 1 N (0,5 mol/L)



--- | --- | NC 2807.00.10 | EINECS 2316395

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000981408	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000981409	5 L	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Título	1,0000 N $\pm$ 0,0050