



2000982700

BARIO SULFATO p.a.



BaSO₄ | CAS [7727-43-7] | NC 2833.27.00 | EINECS 231-784-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Espato pesado

Fórmula de Hill: BaSO₄

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 233,40

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Cambio de estado (aprox.): Punto de Fusión: 1580 °C, Punto de Ebullición: 1600 °C, se descompone.

Solubilidad Acuosa: Insoluble en agua.

Olor: Sin olor.

Apariencia: Sólido blanco.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Declaraciones de Peligro: H302 + H332

Nocivo si se ingiere o si se inhala.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000982708	1 000 g	PEAD	En stock
2000982706	250 g	PEAD	En stock
2000982707	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo fino blanco
Carbonato	Cumple
Pérdida por desecación	Cumple
Acidos y álcalis	Cumple
Metales pesados	máx. 10 ppm