



2000983000

SUDAN III (C.I. 26100)



Imagen no disponible

$C_{22}H_{16}N_4O$ | CAS [85-86-9] | NC 3204.16.00 | EINECS 201-638-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: 1-(4-(Fenilazo) Fenilazo)-2-Naftol, Rojo Acetite 3, Rojo Aceite B, Rojo Aceite AS, Sudán G, Solvent Red 23, Tony Red

Fórmula de Hill: $C_{22}H_{16}N_4O$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 352,40

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión: 199°C (se descompone)

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/sudan-iii-c-i-26100-9830-1x285/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000983002	10 g	Vidrio	En stock
2000983003	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo rojo ligeramente amarronado
? máx.	508-512 nm
Relación abs. (p-15)/ abs. (p+15)	0,94-1,01