



2000983100

IMIDAZOL p.a. (A.C.S.)



$C_3H_4N_2$ | CAS [288-32-4] | NC 2933.29.90 | EINECS 206-019-2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Glioxalina

Fórmula de Hill: $C_3H_4N_2$

Usos Analíticos: Reactivo de análisis (Karl Fischer).

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 68,08

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Muy soluble.

Punto de Fusión: 90°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/imidazol-p-a-a-c-s-9831-mw7u7/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P280, P301 + P330 + P331, P305 + P351 + P338, P309 + P310

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.

NO provocar el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

Declaraciones de Peligro: H302, H314, H361d

Nocivo por ingestión Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Se sospecha que daña al feto.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000983105	100 g	PEAD	En stock
2000983106	250 g	PEAD	En stock
2000983104	50 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido
Título	? 99,0%
pH sol.(5%) a 25°C	9,5-11,0
Residuo después de ignición	0,1%
Hierro (Fe)	0,001%
Agua	0,50%