



2000983500

ZINC SULFATO 1-Hidrato p.a.



$ZnSO_4 \cdot H_2O$ | CAS [7446-19-7] | NC 2833.29.20 | EINECS 231-793-3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $ZnSO_4 \cdot H_2O$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 179,45

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 350 g/L en agua a 20 °C

Punto de Fusión: 740°C (descomposición)

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P273, P280, P305 + P351 + P338, P313

Evitar su liberación al medio ambiente.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Consultar a un médico.

Declaraciones de Peligro: H302, H318, H410

Nocivo por ingestión Provoca lesiones oculares graves.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000983508	1 000 g	PEAD	En stock
2000983506	250 g	PEAD	En stock
2000983507	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo cristalino blanco
Título	99,0-100,5%
Apariencia de la solución	Cumple
Identificación	Cumple
Acidez	Cumple
Arsénico (As)	14 ppm
Plomo	0,002%