



2000983600

ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO, (EDTA) SAL DIPOTASICA 2-Hidrato p.a.

$C_{10}H_{14}K_2N_2O_8 \cdot 2H_2O$ | CAS [25102-12-9] | NC 2922.49.95 | EINECS 217-895-0



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido Etilendinitrilotetraacético sal Dipotásica, Dipotasio Edetato, EDTA Dipotásico, N,N'-1,2-Etanodiilbis[N-(Carboximetil)Glicina] Dipotásica

Fórmula de Hill: $C_{10}H_{14}K_2N_2O_8 \cdot 2H_2O$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 404,47

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/acido-etilendiaminotetraacetico-edta-sal-dipotasica-2-hidrato-p-a-9836-2xovq/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P260, P314

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Consultar a un médico en caso de malestar.

Declaraciones de Peligro: H332, H373

Nocivo en caso de inhalación.

Puede provocar danos en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna vía>.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000983608	1 000 g	PEAD	En stock
2000983606	250 g	PEAD	En stock
2000983607	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 98,0%
pH solución 5%	4,0-5,5
Insolubilidad en agua	0,02%