





2000983700

L-CISTEINA CLORHIDRATO 1-Hidrato p.a.



Imagen no disponible

$C_3H_8ClNO_2S.H_2O$  | CAS [7048-04-6] | NC 2930.90.16 | EINECS 200-157-7

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** CYS Clorhidrato, Tioserina

**Fórmula de Hill:**  $C_3H_8ClNO_2S.H_2O$

## DATOS TÉCNICOS

**Peso Molecular:** 175,62

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Solubilidad Acuosa:** 650 g/L a 20 °C.

**Tienda:** <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/l-cisteina-clorhidrato-1-h2o-p-a-9837-40vz0/>

## PELIGROSIDAD SGA

**Pictogramas de Peligro:**

**Consejos de Precaución:** P261, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

**Declaraciones de Peligro:** H315, H319, H335

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000983705 | 100 g        | PEAD            | En stock       |
| 2000983703 | 25 g         | Vidrio          | En stock       |
| 2000983706 | 250 g        | PEAD            | En stock       |
| 2000983704 | 50 g         | Vidrio          | En stock       |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis                  | Especificación                       |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Aspecto                   | Cristales blancos, semitransparentes |
| Título sobre base seca    | 98,5-101,0%                          |
| Apariencia de la solución | Solución clara                       |
| Identificación            | Cumple                               |
| Sulfato (SO4)             | 300 ppm                              |
| Amonio (NH4)              | 200 ppm                              |
| Metales pesados           | 10 ppm                               |
| Pérdida por desecación    | 8,0-12,0%                            |
| Cenizas sulfatadas        | 0,1%                                 |



