



2000984100

ALCOHOL n - BUTILICO p.a.



$C_4H_{10}O$ | CAS [71-36-3] | NC 2905.13.00 | EINECS 200-751-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: 1-Butanol, 2-Hidroxibutano

Fórmula de Hill: $C_4H_{10}O$

Usos Analíticos: Solvente.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 74,12

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Olor:: Característico.

Solubilidad Acuosa:: 7,4 g en 100 mL.

Punto de Ebullición:: 118°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P210, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P313

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Consultar a un médico.

Declaraciones de Peligro: H226, H302, H315, H318, H335, H336

Líquidos y vapores inflamables.

Nocivo por ingestión Provoca irritación cutánea.

Provoca lesiones oculares graves.

Puede irritar las vías respiratorias.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000984108	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro, incoloro
Título	? 99,4%
Residuo después de evaporación	0,005%
Acido titulable	0,0008 meq/g
Agua	0,10%