



2000984900

COBRE (I) CIANURO Puro



CuCN | CAS [544-92-3] | NC 2837.19.00 | EINECS 208-883-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Cupricin

Fórmula de Hill: CuCN

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 89,56

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad:: Insoluble en agua.

Punto de Fusión:: 474°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P273, P280, P302 + P352, P304 + P340, P309 + P310

Evitar su liberación al medio ambiente.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

Declaraciones de Peligro: H300+H310+H330, H410, EUH032

Mortal en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000984905	100 g	PEAD	En stock
2000984906	250 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido color blanco crema a verdoso
Título	99,0-99,9%
Materia insoluble	0,02%
Cloruro (Cl)	0,005%
Hierro (Fe)	0,002%
Plomo (Pb)	0,002%
Zinc (Zn)	0,002%