



2000985100

NIQUEL (II) SULFATO 6-Hidrato p.a. (A.C.S.)

$\text{NiSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ | CAS [10101-97-0] | NC 2833.24.00 | EINECS 232-104-9



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $\text{NiSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

Usos Analíticos: Fuente de níquel para soluciones estándares.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 262,85

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Soluble en 1.4 partes de agua.

Punto de Fusión: 100°C, pierde 5-H₂O, sal anhidra amarilla-verdosa a 280°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P201, P273, P280, P302 + P352, P304 + P340, P308 + P313

Pedir instrucciones especiales antes del uso.

Evitar su liberación al medio ambiente.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Declaraciones de Peligro: H302 + H332, H315, H317, H334, H341, H350i, H360D, H372, H410

Nocivo si se ingiere o si se inhala.

Provoca irritación cutánea.

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

Se sospecha que provoca defectos genéticos .

Puede provocar cáncer por inhalación.

Puede dañar al feto.

Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000985105	100 g	PEAD	En stock
2000985106	250 g	PEAD	En stock
2000985107	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido verde azulado
Título	98,0-102,0%
Materia insoluble	0,005%
Cloruro (Cl)	0,001%
Cobalto (Co)	0,002%
Cobre (Cu)	0,005%
Hierro (Fe)	0,001%
Magnesio (Mg)	0,005%
Manganeso (Mn)	0,002%
Potasio (K)	0,01%
Sodio (Na)	0,05%