



2000985300

SODIO MOLIBDATO 2-Hidrato p.a.

$\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ | CAS [10102-40-6] | NC 2841.70.00 | EINECS 231-551-7



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: $\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

Usos Analíticos: Reactivo de alcaloides.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 241,95

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Cambio de estado (aprox.): Pierde su agua de cristalización a 100 °C.

Solubilidad Acuosa: 56 g en 100 mL a 0 °C.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000985308	1 000 g	PEAD	En stock
2000985305	100 g	PEAD	En stock
2000985306	250 g	PEAD	En stock
2000985307	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título sobre base seca	98,0-100,5%
Identificación	Cumple
Apariencia de la solución	Cumple
pH sol.(5%) a 25°C	7,0-10,5
Materia insoluble	0,005%
Cloruro (Cl)	0,005%
Amonio (NH ₄)	0,001%
Pérdida por secado	14,0-16,0%