



2000985600

SODIO DITIONITO Puro



$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ | CAS [7775-14-6] | NC 2831.10.00 | EINECS 231-890-0

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Sodio Hipodisulfito, Sodio Sulfoxilato, Sodio Hidrosulfito

Fórmula de Hill: $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 174,11

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 224 g/L en agua a 20 °C.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P210, P370 + P378

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

En caso de incendio: Utilizar polvo para apagarlo.

Declaraciones de Peligro: H251, H302, EUH031, EUH208

Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.

Nocivo por ingestión En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

Puede provocar una reacción alérgica.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000985608	1 000 g	PEAD	En stock
2000985605	100 g	PEAD	En stock
2000985606	250 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 88,0%
Sulfuro	Cumple