



2000985700

CICLOHEXANO Puro



C_6H_{12} | CAS [110-82-7] | NC 2902.11.00 | EINECS 203-806-2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fórmula de Hill: C_6H_{12}

Usos Analíticos: Solvente orgánico.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 84,16

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Ebullición:: 80-81°C

Olor:: Característico. Ligero olor a éter.

Solubilidad Acuosa:: Insoluble

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P210, P233, P240, P273, P301 + P310, P302 + P352, P331, P403 + P235

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.

Evitar su liberación al medio ambiente.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

NO provocar el vómito.

Almacenar en un lugar bien ventilado.

Mantener en lugar fresco.

Declaraciones de Peligro: H225, H304, H315, H336, H410

Líquido y vapores muy inflamables.

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Provoca irritación cutánea.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000985708	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
Título	? 99,0%
Color (APHA)	máx. 10