



2000986000

SOLUCION BUFFER pH 2.00 (25°C)



--- | --- | NC 3822.00.00 | ---

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Usos Analíticos:** Para calibrado de aparatos de medición de pH. Uso industrial.

## DATOS TÉCNICOS

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Tienda:** <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/solucion-buffer-ph-2-00-25c-x-1000-ml-9860-boh1v/>

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000986008 | 1 000 mL     | PEAD            | En stock       |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis  | Especificación           |
|-----------|--------------------------|
| Aspecto   | Líquido claro e incoloro |
| pH a 25°C | 2,00 ± 0,03              |