



2000986100

SOLUCION BUFFER pH 3.00 (25°C)



--- | --- | NC 3822.00.00 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Para calibrado de aparatos de medición de pH. Uso industrial.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/solucion-buffer-ph-3-00-25c-x-500-ml-9861-w2r5x/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000986107	500 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
pH a 25°C	3,00 ± 0,03