



2000986200

SOLUCION BUFFER pH 5.00 (25°C)



Imagen no disponible

--- | --- | NC 3822.00.00 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Para calibrado de aparatos de medición de pH. Uso industrial.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000986208	1 000 mL	PEAD	En stock
2000986207	500 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro
pH a 25°C	5,00 ± 0,03