



2000987000

N,N DIMETILFORMAMIDA p.a. (A.C.S.)



C_3H_7NO | CAS [68-12-2] | NC 2924.19.00 | EINECS 200-679-5

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido Fórmico Dimetilamida, DMF

Fórmula de Hill: C_3H_7NO

Usos Analíticos: Solvente orgánico.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 73,10

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa:: Soluble.

Punto de Ebullición:: 152-154°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P201, P210, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P308 + P313

Pedir instrucciones especiales antes del uso.

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

Declaraciones de Peligro: H226, H312, H319, H332, H360D

Líquidos y vapores inflamables.

Nocivo en contacto con la piel.

Provoca irritación ocular grave.

Nocivo en caso de inhalación.

Puede dañar al feto.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000987008	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro e incoloro o levemente amarillo
Título	? 99,8%
Color (APHA)	15
Residuo después de evaporación	0,005%
Base titulable	0,003 meq/g
Acido titulable	0,0005 meq/g
Agua	0,15%

ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO

Análisis	Especificación
400 ?(nm)	Abs. ? 0,01
340 ?(nm)	Abs. ? 0,01
310 ?(nm)	Abs. ? 0,05
295 ?(nm)	Abs. ? 0,10
275 ?(nm)	Abs. ? 0,30
270 ?(nm)	Abs. ? 1,00