



2000987200

SOLUCION DE RELLENO para ELECTRODOS pH



--- | --- | --- | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000987206	250 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Apariencia	Líquido incoloro, transparente
Título (como Potasio Cloruro)	3,00 M $\pm$ 0,15
Densidad (20°C)	1,120-1,140