



2000987900

AZUFRE PRECIPITADO Purísimo



S | CAS [7704-34-9] | NC 2802.00.00 | EINECS 231-722-6

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Leche de azufre, Magisterio de Azufre, Sulphur praecipitatum

Fórmula de Hill: S

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 32,06

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Olor:: Característico.

Solubilidad Acuosa:: Insoluble en agua.

Punto de Ebullición:: 444°C

Punto de Fusión:: 113-119°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Declaraciones de Peligro: H315

Provoca irritación cutánea.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000987908	1 000 g	PEAD	En stock
2000987907	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Polvo fino amarillo
Título sobre base seca	99,0-101,0%
Apariencia de la solución	Cumple
Acidez o alcalinidad	Cumple
Sulfuro (S)	Cumple
Cloruro (Cl)	100 ppm
Sulfato (SO4)	100 ppm
Cenizas sulfatadas	0,2%