



2000988200

ACEITE DE INMERSION (Baja Fluorescencia)



--- | --- | NC 3822.00.90 | ---

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Para microscopía, Medio de inclusión en microscopia.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/aceite-de-inmersion-baja-fluorescencia-9882-cjrw8/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P273

Evitar su liberación al medio ambiente.

Declaraciones de Peligro: H302, H411

Nocivo por ingestión Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000988208	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000988205	100 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido viscoso amarillento
Índice de refracción (n 20/d)	? 1,50
Densidad	1,180-1,300
Viscosidad a 20°C	350-1000 mPa.s