



2000988300

FENOLFTALEINA Solución Alcohólica al 2%



--- | --- | NC 3822.00.00 | ---

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P210

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
— No fumar.

Declaraciones de Peligro: H225

Líquido y vapores muy inflamables.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000988308	1 000 mL	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro incoloro a levemente amarillento
pH 8,0	Incoloro
pH 10,0	Rojo