



2000988700

ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO, (EDTA) SAL DISODICA Solución 0,1 N (0,05 mol/L)

--- | --- | NC 2922.49.95 | EINECS 205-358-3

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000988708	1 000 mL	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro, incoloro
Título	0,1000 N ± 0,0005