



2000988900

POTASIO PERSULFATO p.a.



$K_2S_2O_8$ | CAS [7727-21-1] | NC 2833.40.00 | EINECS 231-781-8

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Potasio Peroxodisulfato

Fórmula de Hill: $K_2S_2O_8$

Usos Analíticos: Agente oxidante.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 270,33

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Cambio de estado (aprox.): Se descompone con calor o humedad.

Solubilidad Acuosa: 5 g en 100 mL a 20 °C.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P280, P302 + P352, P304 + P341, P305 + P351 + P338

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE INHALACIÓN: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H272, H302, H315, H317, H319, H334, H335

Puede agravar un incendio; comburente.

Nocivo por ingestión Provoca irritación cutánea.

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Provoca irritación ocular grave.

Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

Puede irritar las vías respiratorias.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000988908	1 000 g	PEAD	En stock
2000988905	100 g	PEAD	En stock
2000988906	250 g	PEAD	En stock
2000988907	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco
Título	? 99,0%
Materia insoluble	0,005%
Cloruro y clorato (como Cl)	0,02%
Metales pesados (como Pb)	0,001%
Hierro (Fe)	10 ppm
Manganeso (Mn)	2 ppm