



2000989100

METIL ETIL CETONA Puro



C_4H_8O | CAS [78-93-3] | NC 2914.12.00 | EINECS 201-159-0

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Butanona, Etil Metil Cetona, MEK

Fórmula de Hill: C_4H_8O

Usos Analíticos: Solvente.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 72,11

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: 37 g en 100 mL.

Punto de Ebullición: 80°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:  

Consejos de Precaución: P210, P305 + P351 + P338, P403 + P233

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.

— No fumar.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Almacenar en un lugar bien ventilado.

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Declaraciones de Peligro: H225, H319, H336, EUH066

Líquido y vapores muy inflamables.

Provoca irritación ocular grave.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000989108	1 000 mL	Vidrio	En stock
2000989112	20 L	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Líquido claro
Título	? 99,0%
Color (APHA)	máx. 15
Densidad (20°C)	0,805-0,810
Índice de refracción a 20 °C	1,378-1,380