



2000989200

PROCAINA CLORHIDRATO Puro



$C_{13}H_{21}ClN_2O_2$ | CAS [51-05-8] | NC 2922.49.95.90 | EINECS 200-077-2

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: 2-Diethylamino-4-amino-benzoate hydrochloride

Fórmula de Hill: $C_{13}H_{21}ClN_2O_2$

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 272,78

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Apariencia: Sólido blanco.

Cambio de estado (aprox.): Punto de Fusión, 155 - 157 °C.

Solubilidad Acuosa: 1000 g/l a 20 °C.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/procaina-clorhidrato-puro-x-1000-g-9892-4j5xn/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P280, P301 + P310

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

Declaraciones de Peligro: H301, H317

Tóxico en caso de ingestión.

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000989208	1 000 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Cristales color blanco a blanco apagado, inodoros
Identificación	Cumple
Título sobre base seca	? 99,0%
Sustancias fácilmente carbonizables	Cumple
pH solución 1%	5,0-6,5
Pérdida por desecación	máx. 0,5%
Residuo después de ignición	máx. 0,1%