



2000989300

SODIO TIOCIANATO p.a.



NaSCN | CAS [540-72-7] | NC 2838.00.00 | EINECS 208-754-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Sodio Rodanuro, Sodio Sulfocianuro

Fórmula Química: CNaNaS

Fórmula de Hill: NaSCN

Usos Analíticos: Volumetría.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 81,07

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión: 300°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P273, P302 + P352

Evitar su liberación al medio ambiente.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

Declaraciones de Peligro: H302 + H312 + H332, H412, EUH032

Nocivo si se ingiere, por contacto con la piel o si se inhala.

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000989308	1 000 g	PEAD	En stock
2000989305	100 g	PEAD	En stock
2000989306	250 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido cristalino incoloro a blanco
Título	? 98,0%
Materia insoluble	0,005%
Carbonato (como Na ₂ CO ₃)	0,2%
Cloruro (Cl)	0,01%
Sulfato (SO ₄)	0,01%
Sulfuro (S)	0,001%
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Hierro (Fe)	2 ppm