



2000989400

ALUMINIO AMONIO SULFATO 12-Hidrato p.a. (A.C.S.)

$\text{AlNH}_4(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ | CAS [7784-26-1] | NC 2833.30.10 | EINECS 232-055-3



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Alumbre Amoniacal, Amonio y Aluminio Sulfato

Fórmula de Hill: $\text{AlNH}_4(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$

Usos Analíticos: Buffer.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 453,33

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Punto de Fusión:: 93°C

Solubilidad Acuosa:: 15 g en 100 mL a 20 °C

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000989408	1 000 g	PEAD	En stock
2000989406	250 g	PEAD	En stock
2000989407	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Cristales incoloros
Título	98,0-102,0%
Materia insoluble	0,005%
Cloruro (Cl)	0,001%
Metales pesados (como Pb)	0,001%
Calcio (Ca)	0,05%
Hierro (Fe)	0,001%
Potasio (K)	0,05%
Sodio (Na)	0,01%