



2000989600

ORO CLORURO Puro



$K (AuCl_4)$  | CAS [13682-61-9] | NC 2843.30.00 | EINECS 237-190-1

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Sinónimos:** Oro Potasio Cloruro, Oro Percloruro

**Fórmula de Hill:**  $K (AuCl_4)$

**Usos Analíticos:** Reactivo para análisis, Coloración del tejido conjuntivo. Preparación de soluciones estándar de oro.

**Bibliografía:** Merck Index 12 , A.C.S. 10th Ed.

## DATOS TÉCNICOS

**Peso Molecular:** 377,88

**Temperatura de Almacenaje:** Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

**Solubilidad Acuosa:** Apreciable (> 10%)

**Punto de Fusión:** 254°C

## PELIGROSIDAD SGA

**Pictogramas de Peligro:**

**Consejos de Precaución:** P261, P280, P302 + P352, P305 + P351 + P338

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

**Declaraciones de Peligro:** H315, H319, H335

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

## DISPONIBILIDAD

| CÓDIGO     | PRESENTACIÓN | ENVASE PRIMARIO | DISPONIBILIDAD |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2000989600 | 1 g          | Vidrio          | En stock       |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Análisis          | Especificación  |
|-------------------|-----------------|
| Aspecto           | Sólido amarillo |
| Título (como oro) | ? 40,0%         |
| Platino (Pt)      | 0,10%           |
| Rodio (Rh)        | 0,10%           |
| Paladio (Pd)      | 0,10%           |
| Plata (Ag)        | No Detectable   |
| Hierro (Fe)       | 0,10%           |
| Niquel (Ni)       | 0,10%           |
| Cadmio (Cd)       | No Detectable   |
| Cobre (Cu)        | 0,10%           |
| Plomo (Pb)        | 0,10%           |
| Zinc (Zn)         | 0,10%           |