



2000989700

SILICA GEL 2-3 mm (con Indicador de Humedad)



--- | CAS [7631-86-9] | NC 2811.22.00 | EINECS 231-545-4

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Usos Analíticos: Deshidratante.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/silicagel-con-indic-de-humedad-2-3-mm-9897-yy4jf/>

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000989708	1 000 g	PEAD	En stock
2000989707	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Apariencia	Cristales azules
Apariencia al saturarse	Cristales rosados
Temperatura de Regeneración	180-200 °C
Tiempo de Regeneración	4-5 hs
Pérdida por Calcinación	6,0%