



2000989900

ACIDO GALICO (Anhidro) p.a. (A.C.S.)



$C_7H_6O_5$ | CAS [149-91-7] | NC 2918.29.80 | EINECS 205-749-9

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido agálico, Acido 3,4,5-Trihidroxibenzoico

Fórmula de Hill: $C_7H_6O_5$

Usos Analíticos: Prueba de ácidos minerales libres, dihidroxiacetona y alcaloides.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 170,12

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Cambio de estado (aprox.): Sublima a 210 °C, en una forma estable tiene punto de fusión 258-265 °C y en una forma inestable, tiene punto de fusión 225- 230 °C.

Solubilidad Acuosa: 1 g en 87 mL.

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P305 + P351 + P338

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H319

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000989905	100 g	PEAD	En stock
2000989906	250 g	PEAD	En stock
2000989907	500 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco a blanco amarillento
Título	? 98,0%
Materia insoluble	0,01%
Residuo después de ignición	0,05%
Sulfato (SO ₄)	0,02%