



2000990000

N-(1-Naftil) ETILENDIAMINA DICLORHIDRATO p.a. (A.C.S.)

$C_{12}H_{14}N_2 \cdot 2HCl$ | CAS [1465-25-4] | NC 2921.59.90 | EINECS 215-981-2



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: 1-Amino-2-(a -Naftilamino)-Etano Diclorhidrato, N-1-Naftalenil-1,2-Etanodiamina Diclorhidrato

Fórmula de Hill: $C_{12}H_{14}N_2 \cdot 2HCl$

Usos Analíticos: Para determinación de sulfanilamida.

Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 259,18

Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C

Solubilidad Acuosa: Poco soluble en agua fría; fácilmente soluble en agua caliente.

Tienda: <https://tienda.sistemasanaliticos.com.ar/productos/n-1-naftil-etilendiamina-diclor-p-a-ac-s-9900/>

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:

Consejos de Precaución: P260, P302 + P352, P305 + P351 + P338

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes..

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando.

Declaraciones de Peligro: H315, H319

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000990002	10 g	Vidrio	En stock
2000990003	25 g	Vidrio	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido blanco a casi blanco
Sensibilidad a la sulfanilamida	Cumple
Solubilidad	Cumple
Agua	máx. 5,00%